

商品名	数量	単位	単価	金額
IMRT 検証用 IMRTLLog				
IR11 IMRTLLog システム; 506検出素子、22 x 23配列、5mm ピッチ、 下記を含む; 測定用ソフトウェア、検出板(カバーを含む)、ボックスキャッター・ ブロック、ビルドアップ・プレート10mm, 15mmの2枚、検出器ケーブ ル4本、捕捉板4枚、電気基盤ユニット、シリアル通信ケーブル (USB-442コンバータを含む)、移動架台(トロリー)、治療計画装置 用DICOMインターフェース - それぞれの計画装置への接続は問い 合わせ下さい。 注記:コンピュータは含まず。 推奨するコンピュータ仕様: Windows XP Pro., P4 2.4 GHZ以上、256 Mb RAM, 30 Gb ハードドライブ, 最低表示解像力 1024 x 768, CD-RW バックアップその他用	1	式		
据付とトレーニング費用: 4日間	1	式		
			合計金額	¥6,200,000



IMRTlogオプション・ヘッドアタッチメント装置				
IR2X IMRTLLog ヘッドアタッチメント; MLC付き治療機用 治療機械ガントリを回転する時に使用する、線源からの固定距離にパ ントムブロックを保持する時に使用。	1	式	¥600,000	¥600,000
IR42 ビルドアップ・ブロック 厚さ 45mm	1	式	¥130,000	¥130,000
IR43 ビルドアップ・ブロック 厚さ 50mm	1	式	¥130,000	¥130,000
			オプション合計	¥860,000

QA 測定器ヘッド取り付け部
QA測定器ヘッド取り付け部、フロントム・ブロックを固定距離に振り付け、
治療機械のガントリーを回転させた時に使用。



注意事項
据付及び検収後、最初に行う各種の測定に弊社が立ち会いますが、病院への協力とさせていただきます。 測定データの検証と校正は弊社が協力を致しますが、データについての責任はお客様が持つようになります。

フィルム解析法装置				
商品名	数量	単位	単価	金額
A. 球形ファントム一式： 1)フィルム用、ガラス線量計用、防水チャンバ用部品一式を含む 2)取扱説明	1	式	350,000	350,000
B. フィルム解析用ソフト； (どの解析ソフトでもスキャナーで取り込みDICOM転送可能でしたら、 ご使用になれます。	1	式	3,000,000	3,000,000
			合計	¥3,350,000

下記は球形ファントムです；

